



Ordem de Serviço Nº 24438

Data de Abertura: 31/10/2024 13:00:43
Estado: Aberta

1 - Dados do Solicitante

Nome: 8D00-A07-037 - SALA EXAME TELECOMANDADA

2- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção corretiva

Problema Reclamado:

Estruturas e Acabamentos

3- Anexos

4 - Observações

- Realizar Intervenções na sala conforme projetos em anexo

5- Dados automáticos

- Ordem de Serviço criada por Thiago Júnior de Carvalho às 13:00:43 de 31/10/2024 através do Chamado 16109.

Valor do Serviço:

R\$ 0.00

Descontos:

R\$ 0.00

Acréscimos:

R\$ 0.00

Peças:

R\$ 0.00

Valor Total:

R\$ 0.00

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico



___de___de___

É proibida a reprodução total ou parcial deste projeto sem a autorização expressa da SIEMENS. A instalação deve ser realizada por profissionais qualificados, de acordo com as normas técnicas e de segurança aplicáveis. A responsabilidade pela execução e manutenção do sistema é de responsabilidade do cliente.

SETAGEM	RENAL	CDR	ESP
7	7	7	0,3
179	7	0,3	
284	10	10	0,1
15	7	0,3	
40	40	12,5	
13	7	0,3	
6	7	0,3	
1	7	0,3	
254	7	0,3	
14	7	0,3	
2	7	0,3	
70	7	0,3	
11	7	0,3	
222	7	0,3	
71	252	0,1	
12	7	0,3	
252	252	0,1	
20	7	0,3	
142	7	0,3	
6	7	0,3	
132	7	0,3	
232	7	0,3	
224	7	0,3	
242	7	0,3	
214	7	0,3	
5	7	0,3	
75	7	0,3	
150	7	0,3	
30	7	0,3	
3	7	0,3	
151	7	0,3	
172	7	0,3	
180	7	0,3	
4	7	0,3	
253	253	0,2	
251	251	0,2	
37	37	0,1	
154	154	0,1	
134	134	0,2	
30	30	0,3	
255	255	0,25	

PLANTA DE INSTALAÇÃO DE PISO

LUMINOS Impulse - PISO ESCALA 1:25



Deverá ser fornecido pelo cliente 10 metros de cabo flexível 6mm² na cor verde para o montador Siemens realizar a equipotencialização (aterramento) do bucky mesa de paciente, gabinete do gerador e Image System na barra PA do QDF do equipamento.


Caso seja utilizada eletrocalha ou eletroduto galvanizado, o mesmo deverá ser aterrado na barra PA do QDF, de acordo com as normas NBR 13534 de 01/2008, com fio de 6mm² fornecido e instalado pelo cliente.

QDF - DETALHE ORIENTATIVO

LuminoS Impulse SEM ESCALA


CORTE LONGITUDINAL

LuminoS IMPULSE SEM ESCALA



CORTE TRANSVERSAL

LuminoS IMPULSE SEM ESCALA



PREPARATIVOS PARA INSTALAÇÃO

O cliente deve contratar por sua conta empresas competentes para executar e supervisionar os preparativos do local de instalação. A empresa contratada pelo cliente será responsável pela conclusão correta dos preparativos conforme cronograma estabelecido e pela observância de todos regulamentos legais e normativos aplicáveis. Para o reaproveitamento de qualquer infraestrutura existente o cliente deverá consultar sua equipe técnica e garantir que as especificações contidas no projeto sejam atendidas. Não é de responsabilidade da SIEMENS a execução da construção e a gestão dos serviços de obra, exceto quando contratado, como também a observância posterior das condições operacionais padrões.

SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

ISOCENTRO	ISOCENTRO = ponto de referência para planejamento e instalação do equipamento.
Caixa de PVC 4"x2".	
Lâmpada de sinalização.	
Quadro de Força (QDF).	Seu uso é EXCLUSIVO para o equipamento SIEMENS.
Tomada padrão novo (2P+T) 127V 16A.	Ligar no circuito elétrico do hospital. *Identificar voltagem nas tomadas 127V.
Tomada padrão novo (2P+T) 220V 10A.	Ligar no circuito elétrico do hospital. *Identificar voltagem nas tomadas 220V.
Pontos de rede Ethernet em caixa de 4"x 2" interligados via Switch de no mínimo 100MB com acesso a internet para o SRS.	
Tomada padrão novo (2P+T) 127/220V 16/10A.	Ligar no circuito elétrico do hospital. *Identificar voltagem nas tomadas 220V.
Botoeira do comando (LIGA/ DESLIGA) sobreposta a parede, com altura entre 160cm e 180cm (definir in loco). Ver diagrama do QDF.	
Desconector de emergência (DESLIGA) sobreposto a parede, com altura entre 160cm e 180cm (definir in loco). Ver diagrama do QDF.	
As tomadas indicadas no projeto são de uso geral e ligadas no circuito elétrico do hospital. Demais tomadas podem se instaladas de acordo com a necessidade do local. Fica a critério do cliente definir a quantidade e a voltagem.	


OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as medidas estão em centímetros e eletrodutos em polegadas.
- Todas as medidas referem-se ao piso, paredes e teto acabados.
- Os eletrodutos deverão conter arames guias, para facilitar a passagem dos cabos. As curvas feitas deverão ser de raio longo.
- A tubulação indicada no projeto destina-se única e exclusivamente para os equipamentos SIEMENS, não podendo ser utilizada para outras finalidades.
- A superfície do piso das vias de acesso para os equipamentos deverá estar lisa para evitar ao máximo a trepidação durante o transporte.
- As tomadas indicadas no projeto são de uso geral e ligadas no circuito elétrico do hospital. Demais tomadas podem ser instaladas de acordo com a necessidade do local. Fica a critério do cliente definir a quantidade e a voltagem das mesmas.
- O Quadro de Força indicado no projeto é de uso EXCLUSIVO para o equipamento SIEMENS.
- O ar condicionado deve estar em funcionamento e o ambiente livre de poeira.
- A iluminação e as tomadas devem estar instaladas e em funcionamento.
- O piso e teto devem estar nivelados para que a que altura mínima do pé direito seja atendida e a instalação e manutenção ocorram.
- Quando necessário, a base e peças de teto SIEMENS serão montadas pela equipe técnica SIEMENS.
- Para quaisquer esclarecimentos referentes ao projeto, favor entrar em contato com a equipe técnica SIEMENS.

RESERVAMOS-NOS DIREITOS DE MODIFICAR O PROJETO EM DECORRÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTOS TÉCNICOS.

DETALHE CANALETA

LuminoS Impulse ESCALA 1:50



DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Nº	DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO
01	XPB3-390.891.01.02.02	09/2023	LuminoS Impulse - Planning Guide
02	SHNF24PSPX1662	16/09/2024	Projeto Sugestivo Aprovado

PROJETO DEFINITIVO

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO CLIENTE E EQUIPE TÉCNICA

Declaro estar de acordo com este projeto definitivo apresentado.


Declaro que fui informado quanto a importância de atender todas as notas, exigências e especificações indicadas.


Declaro que todos os preparativos para instalação do equipamento conforme normas e necessidades técnicas (obras, engenharia estrutural, climatização, rede de dados, instalações elétricas e hidráulicas) são de minha responsabilidade e portanto cotrarei especialistas qualificados para a execução, implementação e acompanhamento dessas instalações.

Declaro que apresentarei/ fornecerei cópias deste projeto para a equipe técnica contratada.

DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO
SHNF24PDXP1662_R01	08/10/2024	PROJ. DEFINITIVO

JOGO COMPLETO DAS FOLHAS:

01	Planta de Posicionamento			
02	Planta da Base e de Planta de Instalação			
03	Diagrama do Quadro de Força			
6	REVISÃO:			
5	REVISÃO:			
4	REVISÃO:			
3	REVISÃO:			
2	REVISÃO:			
1	Modificação eletrica	◆	08/10/2024	Bruna Leite
REV.	EMIÇÃO INICIAL		20/09/2024	Bruna Leite
	DESCRICAÇÃO	SUBST.	DATA	RESPONSÁVEL
EMIÇÃO INICIAL		AUTOR Bruna Leite	DATA 20/09/2024	CHECADO DATA
<div><div></div><div>OTC PMO SCS Project Management and Planning Av. Mutinga, 3800 05110-902 São Paulo - SP</div></div>				
UFU - EBSERH Uberlândia - MG				
PLANTA DE BASE E INSTALAÇÃO RADIOGRAFIA DIGITAL Luminos Impulse SHNF24PDXP11662_R01			FOLHA DE IMPRESSÃO A1 ESCALA Indicada FOLHA 2/3	



DETALHAMENTO		
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
1	7	0,3
2	7	0,3
3	170	0,3
4	10	0,1
5	15	7
6	40	40 0,25
7	13	7
8	13	7
9	6	7
10	6	7
11	7	0,3
12	14	7
13	254	7
14	7	0,3
15	2	7
16	70	7
17	11	7
18	202	7
19	7	0,3
20	731	0,2
21	12	0,3
22	238	0,2
23	252	0,1
24	250	7
25	145	7
26	8	7
27	132	7
28	232	7
29	234	0,3
30	240	7
31	214	7
32	5	7
33	75	7
34	150	7
35	90	7
36	3	7
37	151	7
38	172	7
39	98	7
40	4	7
41	253	0,25
42	251	0,1
43	53	0,1
44	134	0,1
45	134	0,2
46	30	0,15
47	253	0,25
48	255	0,25